




HANDLEIDING REGISTRATIE T.B.V. VREST VOOR AIOS IN ENDOBASE

GEBRUIK DEZE HANDLEIDING VOOR DE VREST-REGISTRATIE VAN EEN COLONOSCOPIE,
SIGMOIDOSCOPIE OF GASTROSCOPIE DOOR AIOS IN ENDOBASE

Geadviseerd wordt om het verslag met de boomstructuur (terminologie) te maken. Klik voor het verslagvenster eerst op de knop Rapportage (envelop).

Voor terminologie kan gekozen worden door onderaan in Endobase [Overig] te kiezen voor terminologie i.p.v. tekstblokken.



Naast onderstaande handelingen voor de registratie in VREST moet ook het reguliere verslag in hetzelfde scherm worden gemaakt.

Verslaglegging colonoscopie/sigmoidoscopie m.b.v. terminologie

Klik op de knop **Rapportage**. Klik op het tabblad **Vrest**.

Klik op het plusje voor **Colono** of **Sigmo** om eerst de mate van zelfstandigheid in te vullen door een van de 5 items in het midden van het tabblad te kiezen. Klik daarna op **Voeg toe**.

OLYMPUS
Verslaglegging - gestructureerde terminologie
15:10:51
7-2-2016

Test, P

Indicatie* RT Voortgang* Kwaliteit* Term. Ileum Coecum Ascendens Transversum Descendens Sigmoid Rectum Gehele colon Post operatief Verrichtingen Adviezen Conclusie **Vrest**

Colono
+ Mate van zelfstandigheid
+ Verrichting
+ Sigmo

- Zelfstandig
- Als supervisor
- Onder beperkte supervisie
- Onder strikte supervisie
- Heeft geassisteerd

Mate van zelfstandigheid:

Voeg toe Annuleren Wijzigen term Alles annuleren

Overig CC (0) Rapportage Brieven (0) Standaard Kopieer Sluiten

Klik op **Verrichting** en kies 1 van de verrichtingen in het midden van het tabblad en klik daarna op **Voeg toe**.

OLYMPUS
Verslaglegging - gestructureerde terminologie
15:11:24
7-2-2016

Test, P

Indicatie* RT Voortgang* Kwaliteit* Term. Ileum Coecum Ascendens Transversum Descendens Sigmoid Rectum Gehele colon Post operatief Verrichtingen Adviezen Conclusie **Vrest**

Colono
+ Mate van zelfstandigheid
+ Verrichting
+ Sigmo

- Argon
- Decompressie-sonde plaatsing
- Diagnostisch
- Dilatatie
- Hemostase
- Polypectomie, EMR <= 2 cm
- Polypectomie, EMR > 2cm
- Polypectomie, gestekelde poliep <= 2cm
- Polypectomie, gestekelde poliep > 2cm
- Polypectomie en haemostase onderste tractus digestivus
- Stentplaatsing
- Therapie, overig

Verrichting:

Voeg toe Annuleren Wijzigen term Alles annuleren

Overig CC (0) Rapportage Brieven (0) Standaard Kopieer Sluiten

Verslaglegging gastroscopie m.b.v. terminologie

Klik op **Rapportage**. Klik op de tabblad **Vrest**.

Klik op **mate van zelfstandigheid** en kies 1 van de 5 items in het midden van het tabblad. Klik daarna op **Voeg toe**.

OLYMPUS
Verslaglegging - gestructureerde terminologie
15:24:02
7-2-2016

Test, X

Indicaties | **Kwaliteit** | Voortgang | Oesofagus | Maag | Bulbus duodeni | Duodenum descendens | Post-operatief | **Verrichtingen** | Adviezen | Conclusie | **Vrest**

Mate van zelfstandigheid

Verrichting

Toon alle tekstmodules Display via Tab

Bewerk data Wijzig tekst Wijze tekst Verwijder

Zelfstandig
 Als supervisor
 Onder beperkte supervisie
 Onder stricte supervisie
 Heeft geassisteerd

Mate van zelfstandigheid:

Voeg toe Annuleren Wijzigen term Alles annuleren

Overig CC (0) Rapportage Brieven (0) Standaard Kopieer Sluiten

Klik op **Verrichting** en kies 1 van de verrichtingen in het midden van het tabblad en klik daarna op **Voeg toe**.

OLYMPUS
Verslaglegging - gestructureerde terminologie
15:24:24
7-2-2016

Test, X

Indicaties | **Kwaliteit** | Voortgang | Oesofagus | Maag | Bulbus duodeni | Duodenum descendens | Post-operatief | **Verrichtingen** | Adviezen | Conclusie | **Vrest**

Mate van zelfstandigheid

Verrichting

Toon alle tekstmodules Display via Tab

Bewerk data Wijzig tekst Wijze tekst Verwijder

Diagnostisch
 Botox injectie
 Corpus allium verwijdering
 Dilatatie CRE ballon
 Dilatatie pneumo
 Dilatatie savary
 Hemostase
 Oesophago-gastro-duodenoscopie
 PEG plaatsing
 Polypectomie
 Rubberbandligatie acuut
 Rubberbandligatie electief
 Stentplaatsing

Verrichting:

Voeg toe Annuleren Wijzigen term Alles annuleren

Overig CC (0) Rapportage Brieven (0) Standaard Kopieer Sluiten

Verlaglegging colonoscopie/sigmoidoscopie m.b.v. tekstblokken

Klik op **Rapportage** en daarna op het tabblad **Vrest**.

Kies eerst 1 van de 5 items voor de mate van zelfstandigheid en daarna voor een verrichting (onder de stippellijn). Klik na het kiezen op de knop **Aan lijst toevoegen**.

OLYMPUS

Verlaglegging - tekstblokken

15:01:45
7-2-2016

Rest, R

TB Rect Toecher | TB Voortgang | TB Onvolledig | TB Kwaliteit | TB Poliep score | TB Descendens | TB Sigmoid | TB Rectum | TB Postoperati | TB Verrichting | TB Adviezen | TB Conclusie | - | Stand Sigmoid | Stand Rectum | Vrest

Tekstbloksnaam

Alle

Beschikbare tekstblokken

Zelfstandig
Als supervisor
Onder beperkte supervisie
Onder strikte supervisie
Heeft geassisteerd

Argon
Decompressiesonde plaatsing
Diagnostisch
Dilatatie
Hemostase
Polypectomie, EMR <= 2cm
Polypectomie, EMR > 2cm
Polypectomie, gesteelde poliep <= 2cm
Polypectomie, gesteelde poliep > 2cm
Stentplaatsing
Therapie, overig

Geselecteerde tekstblokken

Aan lijst toevoegen
Wijzigen
Verwijder
Vrije tekst

Reset alles

Overig CC (0) Rapportage Sluiten

Verlaglegging gastroscopie m.b.v. tekstblokken

Klik op **Rapportage** en daarna op het tabblad **Vrest**.
Kies eerst 1 van de 5 items voor de mate van zelfstandigheid en daarna voor een verrichting (onder de stippellijn). Klik na het kiezen op de knop **Aan lijst toevoegen**.

The screenshot shows the OLYMPUS VREST software interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and a status bar showing the time 15:02:33 and date 7-2-2016. Below the navigation bar, there is a tabbed interface with tabs for TB Voortgang, TB Kwaliteit, TB Oesofagus, TB Maag, TB Bulbus, TB Duodenum, TB Postoperati, TB Verrichting, TB Adviezen, TB Conclusie, Stand Oesofagus, Stand Maag, Stand Duodenum, and Vrest. The Vrest tab is selected. The main area is divided into two columns: 'Beschikbare tekstblokken' (Available text blocks) and 'Geselecteerde tekstblokken' (Selected text blocks). The 'Beschikbare tekstblokken' column contains a list of 20 items, including 'Zelfstandig', 'Als supervisor', 'Onder beperkte supervisie', 'Onder strikte supervisie', 'Heeft geassisteerd', 'Botox injectie', 'Corpus alienum verwijdering', 'Diagnostisch', 'Dilatatie CRE ballon', 'Dilatatie pneumo', 'Dilatatie savary', 'Hemostase', 'Oesophago-gastro-duodenoscopie', 'PEG plaatsing', 'Polypectomie', 'Rubberbandbandligatie acuut', 'Rubberbandbandligatie electief', 'Stentplaatsing', 'Therapie, overig', 'Voedingssonde', and 'Wisselen sonde over voerdraad'. The 'Geselecteerde tekstblokken' column is currently empty. Between the columns are buttons for 'Aan lijst toevoegen', 'Wijzigen', 'Verwijder', 'Vrije tekst', and 'Reset alles'. At the bottom, there is a navigation bar with buttons for 'Overig', 'CC (0)', 'Rapportage', and 'Sluiten'.